

**Uporabniški
Priročnik**

AP-001

Frellux



Drugi jeziki



Dobrodošli v družini Zepter naprav za življenjski slog, ustvarjenih v skladu z našo dolgoletno filozofijo:

Živite bolje. Živite dlje.

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Zepter Frellux™, kompaktno ročno napravo, ki na edinstven način združuje tehnologiji hipersvetlobe in mikrotokov v eni preprosti zasnovi. Frellux™ je namenjen vsakodnevnim trenutkom, zaznamovanim z mišično napetostjo, občutki bolečine ali utrujenostjo kože, ter omogoča personalizirano uporabo kjerkoli in kadarkoli.

Ta priročnik vas bo vodil skozi lastnosti naprave, varno uporabo in vsakodnevno uporabo.



Uporabniški priročnik

Kazalo

1.	Opis in namen naprave	4
2.	Varnostna navodila	4
3.	Lastnosti izdelka	7
4.	Vsebina pakiranja	8
5.	Kako uporabljati napravo	8
5.1	Vklop	8
5.2	Izbira programa	9
6.	Premor delovanja naprave	10
7.	Deaktivacija premora	11
8.	Zaključek delovnega cikla naprave	11
9.	Izklop naprave	12
10.	Polnjenje baterije	12
10.1	Opozorilo o nizki bateriji	12
10.2	Polnjenje baterije	12
10.3	Polnjenje baterije med delovanjem	13
11.	Čiščenje in vzdrževanje	13
12.	Tehnični podatki	13
13.	Opis uporabljenih simbolov	14
14.	Odpravljanje težav	15
15.	Garancija	16
16.	Odstranjevanje	16
16.1	Odstrani baterije	16
16.2	Odstrani napravo	17
16.3	Embalaža	17
17.	Izjava o skladnosti	17

1. Opis in namen naprave

Frellux™ je inovativna, edinstvena prenosna naprava, ki združuje rdečo hipersvetlobo (640–660 nm) in tehnologijo elektro-stimulacije, ki se pogosto uporablja pri nelagodju, povezanem z bolečino, mišični napetosti in videzu staranja kože. Opremljena je s petimi frekvenčnimi programi hipersvetlobe, zasnovanimi za postopno energijsko delovanje – od nizkofrekvenčnih »toplih« načinov za pomirjujoč učinek do visokofrekvenčnih »hladnih« načinov, primernih za pomirjanje občutljivih ali razdraženih območij. Uporabnik lahko tako izbere najbolj udoben in učinkovit program za svoje potrebe. Z 19 nastavljivimi stopnjami intenzivnosti mikrotokov Frellux omogoča širok razpon občutkov – od pomirjujoče stimulacije z rdečo hipersvetlobo do močnejše in globlje aktivacije.

Lastnosti

- **640–660 nm rdeča hipersvetloba, filtrirana skozi fuleren C₆₀**
- **36 pozlačenih mikro-iglic**
za enakomerno in nežno stimulacijo
- **5 frekvenčnih programov hipersvetlobe**
- **1–19 stopenj pulzne energije**
- **Samostojni ali kombinirani načini uporabe**
- **Kompaktna in za potovanja primerna zasnova**

2. Varnostna navodila

Pred uporabo preberite in dosledno upoštevajte navodila. Neupoštevanje priporočil lahko povzroči nepravilno delovanje naprave ali telesne poškodbe. Ta priročnik shranite za prihodnjo uporabo

⚠ OPOZORILO! TO NAPRAVO LAHKO UPORABLJAJO OTROCI, STARI 8 LET IN VEČ, TER OSEBE Z ZMANJŠANIMI TELESNIMI, SENZORIČNIMI ALI DUŠEVNIMI SPOSOBNOSTMI ALI POMANJKANJEM IZKUŠENJ IN ZNANJA, ČE SO

POD NADZOROM ALI SO BILE POUČENE O VARNI UPORABI NAPRAVE IN RAZUMEJO MOREBITNE NEVARNOSTI.

OTROCI SE Z NAPRAVO NE SMEJO IGRATI. ČIŠČENJA IN UPORABNIŠKEGA VZDRŽEVANJA NE SMEJO IZVAJATI OTROCI BREZ NADZORA.

⚠ OPOZORILO! TA NAPRAVA NI NAMENJENA UPORABI OSEBAM (VKLJUČNO Z OTROKI) Z ZMANJŠANIMI TELESNIMI, SENZORIČNIMI ALI DUŠEVNIMI SPOSOBNOSTMI ALI POMANJKANJEM IZKUŠENJ IN ZNANJA, RAZEN ČE SO POD NADZOROM ALI SO BILE POUČENE O UPORABI S STRANI OSEBE, ODGOVORNE ZA NJIHOVO VARNOST.

⚠ OPOZORILO! Uporaba naprave Frellux pri osebah s preobčutljivostjo na NIKELJ.

ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE IN OPOZORILA

ALERGIJA NA NIKELJ: Masažne konice (iglice) naprave imajo pod pozlato tehnološko plast niklja.

Zaradi tveganja alergijske reakcije (npr. rdečica, srbenje, izpuščaji) **je uporaba naprave kontraindicirana pri osebah z znano alergijo ali preobčutljivostjo na nikelj.**


Če se na mestu stika z napravo pojavijo kakršni koli znaki draženja kože, masažo takoj prekinite in se posvetujte z zdravnikom.


Proizvajalec osebam z zelo občutljivo kožo priporoča, da pred polno uporabo naprave opravijo krajši preizkus na manjšem delu kože (1–2 minuti).


IZJAVE GARANTA:


Garancija ne krije:


- Alergijskih reakcij in draženj kože, ki so posledica uporabnikove individualne preobčutljivosti na materiale, uporabljene v proizvodnji (zlasti na nikelj v podpovršinskih plasteh masažnih elementov).
- Naravne obrabe pozlate (abrazije) zaradi uporabe, ki lahko razkrije nikljevo plast. Uporabnik je dolžan pred prvo uporabo prebrati navodila za uporabo in kontraindikacije.


 **OPOZORILO!** Nevarnost električnega udara. Naprave ne priključujte na napajalnik, ki ne ustreza parametrom, navedenim v tem priročniku (glejte poglavje 8). **Ne uporabljajte napajalnika s poškodovanim ohišjem ali brez oznake CE.**


 **OPOZORILO!** Preverite, ali napetost električne vtičnice ustreza napetosti, navedeni na tablici napajalnika. **Šele po preverjanju, da ohišje ni poškodovano, priključite napajalnik v pravilno nameščeno električno vtičnico.**


 **OPOZORILO!** Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami ali v vlažnem okolju (npr. med kopanjem).


 **OPOZORILO!** Naprave ali napajalnika ne potaplajte v vodo, ne izpostavljajte brizganju vode in ne perite v pomivalnem stroju.

 **OPOZORILO!** Uporaba elektro-stimulacije na glavi, vratu ali v predelu srca zahteva posebno previdnost in naj se izvaja le, če ste seznanjeni s pravilno uporabo. Pred uporabo se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom. To opozorilo velja izključno za funkcijo elektro-stimulacije.

 **OPOZORILO!** Naprava oddaja rdečo hipersvetlobo. Izogibajte se neposredni izpostavljenosti oči svetlobnemu viru. Ne glejte neposredno v svetlobo, ko je naprava vklopljena.

 **OPOZORILO!** Vdor tekočin ali tujih predmetov v ohišje naprave lahko ogrozi njeno delovanje in varnost. V takem primeru napravo takoj izklopite in zagotovite pregled v pooblaščenem servisnem centru.

 **OPOZORILO!** Pred čiščenjem napravo izklopite in odklopite iz napajanja. Zunanje površine očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne dovolite, da tekočina vstopi v odprtine ali USB/napajalne priključke. Ne uporabljajte alkohola, topil, abrazivnih čistil ali razpršil.

 **OPOZORILO!** Naprave ne uporabljajte, če so vidne poškodbe kabla, ohišja, iglic, LED-diod ali drugih delov.

 **OPOZORILO!** Ne izvajajte lastnih popravil ali predelav.

! **OPOZORILO!** Baterijo polnite izključno z uporabo priloženega USB kabla in ustreznega napajalnika.

! **OPOZORILO!** Popravila lahko izvaja samo pooblaščen servis ZEPTER. V primeru nepooblaščenih popravil proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

! **OPOZORILO!** Osebe z akutnimi ali kroničnimi boleznimi naj se pred uporabo posvetujejo z zdravnikom, ali je tovrstna stimulacija primerna.

! **OPOZORILO!** Za zagotavljanje varne in učinkovite uporabe naprave je ne smejo uporabljati posamezniki z naslednjimi stanji ali v okoliščinah, kjer uporaba lahko predstavlja tveganje:

- z onkološkimi boleznimi, fotoalergijo ali epilepsijo,
- z boleznimi obtočil, vključno s koronarno boleznijo ali trombozo,



- z elektronskimi vsadki (npr. srčni spodbujevalnik ali umetne srčne zaklopke),
- z odprtimi ranami, patološkimi kožnimi lezijami ali aktivnimi kožnimi obolenji,
- nosečnice ali doječe matere.

Če imate katero od zgoraj navedenih zdravstvenih stanj, se pred uporabo funkcije elektrostimulacije te naprave posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

! **OPOZORILO!** Varnost uporabe baterije: Naprava vsebuje polnilno baterijo. Nikoli ne odlagajte naprave ali njene baterije v ogenj in je ne izpostavljajte visokim temperaturam. To je nevarno in lahko povzroči eksplozijo baterije ali sproščanje nevarnih snovi.

! **OPOZORILO!** Med delovanjem se naprava segreva. Naprave ne postavljajte na toplotno občutljive površine in jo po daljši uporabi uporabljajte previdno, saj se lahko nekateri deli segrejejo.

3. Lastnosti izdelka

Zgornji pogled na napravo:

- (1) - snemljiva leča s prevleko iz fullerena
- (1a) - snemljiv nastavek z iglicami in virom rdeče hipersvetlobe

Gumbi za elektro-stimulacijo

- (2) - Gumb za \cup "vklop/izklop" naprave
- (3) - "+" povečanje stopnje pulzne energije
- (4) - "-" zmanjšanje pulzne energije na iglicah

Gumbi za rdečo hipersvetlobo

- (5) - "vklop/izklop" \odot gumb
- (6) - "+" sprememba programa rdeče hipersvetlobe
- (7) - "-" sprememba programa rdeče hipersvetlobe

Zaslon

- (8) - ⚡ prikaz stopnje intenzivnosti 1–19
- (9) - ✱ prikaz programa rdeče hipersvetlobe 1–5
- (10) - 🔋 prikaz napolnjenosti baterije

Priključek:**(11)** - USB-C priključek

4. Vsebina pakiranja

- Frellux
- USB kabel
- Uporabniški priročnik
- Garancijski list
- Etui

5. Kako uporabljati napravo

OPOMBA: Pred uporabo natančno preberite varnostna navodila (poglavje 2).

OPOMBA: Po razpakiranju naprave in vsakič po daljšem obdobju neuporabe baterijo polnite 5 ur za polno napolnitev baterije.

5.1 Vkllop

Pritisnite in držite gumb  **(2)** vsaj 3 sekunde, dokler ne zaslišite kratkega zvočnega signala.

Prikaz stanja baterije **(10)** se prikaže 2 sekundi – število osvetljenih segmentov kaže, koliko baterije preostaja. Nato bo prikaz ravni pulzne energije na indikatorju **(8)** pokazal »0«, kar pomeni, da je naprava pripravljena za uporabo. Če v roku 1 minute ne pritisnete nobenega gumba, se bo naprava samodejno izklopila, kar označujeta dva dolga zvočna signala.

5.2 Izbira programa

Na voljo so 3 načini:

- I. Samo elektro-stimulacija
- II. Samo rdeča hipersvetloba
- III. Kombinacija obeh

Uporaba rdeče hipersvetlobe:

programi 1–5 se uporabljajo za sprostitev. Uporabnik naj glede na lastne preference in potrebe individualno izbere

ustrezen program.

I. Samo elektro-stimulacija:

- Odstranite pokrov z iglicami **(1a)** in pokrov glave **(1)**, vklopite napravo in začnite elektro-stimulacijo tako, da nastavite stopnjo intenzivnosti na »1«.
- Stopnjo stimulacije lahko med delovanjem prosto spreminjate z gumboma "+"**(3)** in "-"**(4)**. Ob vsaki spremembi stopnje stimulacije se številka, ki ustreza nastavljeni stopnji (od 1 do 19) prikaže na zgornjem prikazovalniku **(8)**. Naprava ima 19 stopenj pulzne energije.
- Napravo položite na predel telesa, ki ga želite sprostiti, in jo 10 minut nežno premikajte po koži. Uporabo lahko podaljšate na dve zaporedni seansi (skupno 20 minut), da se izognete segrevanju področja.

II. Samo rdeča hipersvetloba:

- Za bolj sproščujoč učinek pustite pokrov nameščen.
- Vklopite napravo. Elektro-stimulacijo pustite na stopnji intenzivnosti »0«.
- Za zagon programa rdeče hipersvetlobe pritisnite in držite gumb **(5)** najmanj 3 sekunde, dokler ne zaslišite enega kratkega zvočnega signala. Prikaz programa rdeče hipersvetlobe **(9)** pokaže 0, kar pomeni, da je funkcija pripravljena na delovanje.
- Program rdeče hipersvetlobe lahko poljubno spreminjate s kratkim pritiskom na gumba »+« **(6)** in »-« **(7)**; spodnji prikazovalnik **(9)** bo zaporedoma prikazoval številke od 1 do 5, ki označujejo sprostitvene programe rdeče hipersvetlobe.
- Programi rdeče hipersvetlobe:
 - Nprekinjena rdeča hipersvetloba - prikazana je "**številka 1**".
 - Pulziranje pri 10 Hz - prikazana je "**številka 2**".
 - Pulziranje pri 600 Hz - prikazana je "**številka 3**". (nevtraln)
 - Pulziranje pri 3 kHz - prikazana je "**številka 4**".
 - Pulziranje pri 8 kHz - prikazana je "**številka 5**".
- Programi 1–2 uporabljajo toplejšo rdečo hipersvetlobo, ki nastane z neprekinjenim ali

nizkofrekvenčnim oddajanjem. Programi 4–5 uporabljajo hladnejšo rdečo hipersvetlobo, ustvarjeno z visokofrekvenčnim pulziranjem. Program 3 je vmes med toplo in hladno rdečo

hipersvetlobo.

g) Napravo položite na predel telesa, ki ga želite sprostiti, in jo 10 minut nežno premikajte po koži. Uporabo lahko podaljšate na dve zaporedni seansi (skupno 20 minut), da se izognete segrevanju področja.


III. Elektro-stimulacija in rdeča hipersvetloba:

Uporaba rdeče hipersvetlobe skupaj z elektro-stimulacijo ustvarja sinergijski učinek.

- a) Začnite elektro-stimulacijo tako, da nastavite stopnjo intenzivnosti na »1«. Izberite intenzivnost elektro-stimulacije, ki vam je udobna. Elektro-stimulacijo lahko kadarkoli med uporabo povečate s pritiskom na »+« **(3)** ali zmanjšate s pritiskom na »-« **(4)**.
- b) Izberite program rdeče hipersvetlobe glede na lastne preference.
- c) Napravo položite na predel telesa, ki ga želite sprostiti, in jo 10 minut nežno premikajte po koži. Uporabo lahko podaljšate na dve zaporedni seansi (skupno 20 minut), da se izognete segrevanju področja.


OPOMBA: Med uporabo ali po njej se lahko pojavi rahla rdečica kože, vendar bi morala po kratkem času izginiti.

6. Premor delovanja naprave

Med delovanjem naprave lahko kadarkoli aktivirate premor s kratkim pritiskom na gumb  **(2)**. Ko je premor aktiviran, se na zgornjem prikazovalniku **(8)** prikaže črka »P« in funkciji elektro-stimulacije ter rdeče hipersvetlobe se začasno izklopita. Za nadaljevanje delovanja ponovno pritisnite gumb **(2)**. Če ne izvedete nobenega dejanja, se lahko naprava po določenem času samodejno izklopi, da varčuje z baterijo. Ko je stopnja elektro-stimulacije nastavljena na 1, bo pritisk na gumb »-« **(4)**, ki prilagaja stopnjo elektro-stimulacije, prav tako preklopil napravo v premor.


7. Deaktivacija funkcije premora

Stanje premora lahko izklopite s kratkim pritiskom:

- a)  **(2)**. Naprava nadaljuje delovanje. Črka "P" izgine z zgornjega prikazovalnika **(8)**, na njenem mestu pa se

prikaže številka, ki označuje zadnjo uporabljeno stopnjo pulzne energije na iglicah. Če je bil izbran sprostitveni program rdeče hipersvetlobe, se bo nadaljeval tudi ta.

b) na »+« za stopnjo pulzne energije na iglicah **(3)**, če je bil premor aktiviran s prehodom iz programa 1 na program 0 pulzne energije na iglicah. Naprava nadaljuje delovanje. Črka »P« izgine z zgornjega prikazovalnika **(8)**, na njenem mestu pa se prikaže številka 1, ki označuje stopnjo pulzne energije na iglicah. Če je bil izbran sprostitveni program rdeče hipersvetlobe, se bo nadaljeval tudi ta.

V načinu premora lahko napravo izklopite tako, da 3 sekunde držite gumb  **(2)** ali tako, da 1 minuto ne pritisnete nobenega gumba.

8. Zaključek delovnega cikla naprave

Ena seansa delovanja traja 10 minut in se konča z enim dolgim zvočnim signalom. Ob koncu seanse bodo prej nastavljena stopnja pulzne energije in program rdeče hipersvetlobe (če je aktiviran) utripali na prikazovalnikih kot znak zaključka.

Po prvi seansi lahko v roku ene minute začnete drugo stimulacijsko seanso.

Za začetek druge seanse kratko pritisnite gumb »+« **(3)**, da ponovno aktivirate prej uporabljeno stopnjo pulzne energije in program rdeče hipersvetlobe.

Po zaključku dveh zaporednih 10-minutnih seans (skupno 20 minut) naprava preide v način hibernacije, ki traja 3 minute. Med hibernacijo zgornji prikazovalnik (8) prikazuje črko »H«. Ko se hibernacija konča, se na prikazovalniku prikaže »0«, kar pomeni, da je naprava pripravljena za nadaljnjo uporabo.

Če naprava po hibernaciji ostane neaktivna, se po eni minuti samodejno izklopi, da varčuje z baterijo.

9. Izkllop naprave

Napravo lahko kadarkoli izklopite tako, da pritisnete in držite gumb **⏻ (2)** vsaj 3 sekunde, dokler ne zaslišite dveh kratkih zvočnih signalov. S tem se deaktivirata funkciji elektro-stimulacije in rdeče hipersvetlobe. Po izklopu se vsi prikazi na zaslonih ugasnejo, kar pomeni, da naprava ne deluje.

10. Polnjenje baterije

10.1 Opozorilo o nizki bateriji

Nizka napolnjenost baterije je označena s počasnim utripanjem prvega segmenta na prikazovalniku napolnjenosti **(10)**. Ko se to zgodi, je treba napravo priključiti na napajanje za polnjenje. Če prvi segment na prikazovalniku napolnjenosti **(10)** sveti neprekinjeno, to pomeni, da je baterija popolnoma izpraznjena. V tem primeru je treba napravo takoj priključiti na napajanje, da se prepreči samodejni izklop.

10.2 Polnjenje baterije

Polnjenje se začne, ko USB kabel napajalnika priključite v vtičnico naprave **(11)** in nato napajalnik priključite v električno vtičnico. Segmenti na prikazovalniku napolnjenosti **(10)** bodo svetili sorazmerno s stanjem napolnjenosti baterije. Ko je baterija povsem napolnjena, zadnji segment na prikazovalniku **(10)** zasveti in ostane prižgan, dokler napajalnika ne odklopite od naprave. Napravo lahko uporabljate tudi med polnjenjem. Napravo zaženete tako, da pritisnete in držite gumb **⏻ (2)** 3 sekunde.

- Čas polnjenja
~ 3 ure
- Skupni čas delovanja po polnjenju
8 ciklov 2x10 min. s 3-minutnim premorom


10.3 Polnjenje baterije med delovanjem

Baterijo lahko začnete polniti kadarkoli. Polnjenje ne prekine izbranega stimulacijskega programa. Prikaz napolnjenosti **(10)** je enak kot v poglavju 10.2.

11. Čiščenje in vzdrževanje

Napravo očistite z mehko, čisto, vlažno krpo po tem, ko jo izklopate in odklopite od električnega omrežja.

Po vsaki uporabi je priporočeno razkuževanje iglic z običajno dostopnim razkužilom.

 **OPOZORILO!** Naprave ne potaplajte v vodo in je ne čistite pod tekočo vodo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih krp ali sredstev, ki vsebujejo klor.

12. Tehnični podatki

1. Proizvajalec in servisni center

ZEPTEK INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.,
Domaniewska 37,
02-672 Warsaw, Poland

2. Zahtevani parametri napajalnika (napajalnik ni priložen)

- USB-A vtičnica
- Izhodna napetost 5.0 V DC
- Izhodni tok najmanj 1.1 A
- napajalnik z oznako CE, skladen z EU predpisi

3. Frellux

- Delovna temperatura naprave in polnjenja baterije:
+10°C - +30°C
- Transportna in skladiščna temperatura do 3 mesece:
-10°C - +40°C
- Vlažnost med shranjevanjem in uporabo:
< 75%

- Tip baterije:

Li-Ion poly NCM 102540 3.7 V 1100 mAh

- Pulzna energija pri bremenu 500 Ohm:
< 300 mJ
- Valovna dolžina vira rdeče hipersvetlobe:
640-660 nm
- Parametri pulziranja rdeče hipersvetlobe:
čas pulza / interval / ponovljivost
 - Program 1 neprekinjena rdeča hipersvetloba
 - Program 2 0.05 s/0.05 s / 100%
 - Program 3 $0.833 \cdot 10^{-3} \text{ s} / 0.833 \cdot 10^{-3} \text{ s} / 100\%$
 - Program 4 $0.166 \cdot 10^{-3} \text{ s} / 0.166 \cdot 10^{-3} \text{ s} / 100\%$

- Program 5 $0.0625 \cdot 10^{-3} \text{ s} / 0.0625 \cdot 10^{-3} \text{ s} / 100\%$

- Teža brez embalaže:
Frellux 170 g +/- 10 g
- Država izvora:
Poljska
- Izdelek je skladen z naslednjimi standardi:

EN 60335-1

EN 62233

EN 62471

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

13. Opis uporabljenih simbolov



Uporabniški priročnik



Preberite uporabniški priročnik



Za uporabo v notranjih prostorih



Prepovedano je odlaganje rabljene naprave med gospodinjske odpadke. Odpadne električne in elektronske opreme (OEEO/WEEE) ni dovoljeno odlagati med komunalne odpadke.



Naprava vsebuje Li-polimerno baterijo in je ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke.



Izdelek je skladen z zahtevami EU direktive.




Oznaka EAC pomeni, da je izdelek skladen z veljavnimi standardi, je prestal vse postopke ocenjevanja skladnosti Evrazijske carinske

unije in je dovoljen za prodajo v državah carinske unije.



Opozorilo

14. Odpravljanje težav

Napaka	Možen vzrok	Rešitev
Ni odziva po pritisku gumba  – naprave ni mogoče aktivirati	Izpraznjena baterija	Priključite napajalnik s parametri iz tega priročnika in napolnite baterijo
Naprava se ne odziva, ko je priključena na napajanje	- ni napetosti v vtičnici -nepravilno priključen USB kabel - neustrezen napajalnik	- priključite napajalnik s parametri iz tega priročnika v delujočo vtičnico - odklopite USB kabel iz naprave in napajalnika ter ga ponovno trdno priključite

Če so ukrepi neučinkoviti, odklopite napajalnik iz električnega omrežja in celoten komplet odnesite v servisni center.

15. Garancija

Garancija velja **2 leti** od datuma nakupa, navedenega na računu, ki ga prodajalec izda ob dobavi.

Podrobni garancijski pogoji so navedeni v garancijskem

listu, ki ga kupec prejme skupaj z izdelkom in računom.

Garancija ne vpliva na pravice kupca po nacionalni zakonodaji ali na pravice kupca iz prodajne pogodbe.

16. Odstranjevanje

Naslednje okoljske informacije veljajo v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov.

Embalaža in ohišje naprave ter uporabniški priročnik in garancijski list so primerni za recikliranje.

16.1 Odstrani baterije



Ta izdelek vsebuje polnilno baterijo. Ta simbol pomeni, da baterije ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke, temveč jo je treba oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje.

Baterija ne vsebuje prekomernih količin živega srebra, kadmija ali svineca oziroma je skladna z določbami Uredbe (EU) 2023/1542 Evropskega parlamenta in Sveta. Zaradi vaše varnosti baterije ne odstranjujte iz izdelka. Vedno se obrnite na pooblaščen Zepster servis. Zamenjavo baterije lahko izvede samo pooblaščen Zepster servis; uporabniška zamenjava ni dovoljena.

! **OPOZORILO!** Baterije nikoli ne mečite v ogenj. To je zelo nevarno in prepovedano. Lahko povzroči eksplozijo.

16.2 Odstrani napravo



Ta simbol pomeni, da je v Evropski uniji treba izdelek odložiti na ločeno zbirno mesto. To velja za izdelek in vse dodatke, označene s tem simbolom. Takšnih izdelkov ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke, temveč jih je treba oddati na zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

16.3 Embalaža



Če želite embalažo zavreči, upoštevajte okoljske predpise, ki veljajo v vaši državi.

17. Izjava o skladnosti

CE Frellux je skladen z naslednjimi evropskimi direktivami: EMC (Direktiva 2014/30/EU), ROHS (Direktiva 2011/65/EU skupaj z Direktivo 2015/863/EU, ki spreminja Prilogo II), WEEE (Direktiva 2012/19/EU). Izjava o skladnosti CE zagotavlja, da je naprava varna, da je bila pregledana in testirana ter izpolnjuje vse zahteve veljavnih standardov, direktiv in predpisov.

Frellux

Uporabniški priročnik

AP-001



www.zepter.si

Zepter International Poland Sp. z o. o.

Domaniewska 37
02-672 Warsaw
Poland

Home Art & Sales Services AG

Sihleggstrasse 23
8832 Wollerau
Switzerland