

**SISTEM  
DVOJNE  
WELLNESS  
TEHNOLOGIJE**

**ELEKTRO-  
FREKVENČNA  
AKUPUNKTURA  
+  
HIPERSVETLOBA**

-  Optika ZC60-X®
-  5 načinov rdeče hipersvetlobe
-  36 pozlačenih mikroigel v mreži
-  19 stopenj akupunkturne intenzivnosti

**Frellux™**

GET WELL · STAY WELL



**zepter®**



# GET WELL

## STAY WELL

Frellux™ predstavlja **evolucijo v osebni negi**, saj združuje **elektrofrekvenčno akupunkturo (EF)** in **rdečo hipersvetlobno frekvenco (LF)** v enem inteligentnem sistemu za **enostavno, hitro in učinkovito podporo** pri napetosti, vsakodnevnih bolečinah in naravnem udobju tkiva – hkrati pa podpira **vitalnost kože** in **obnovo površine**.

### Kadar koli, kjer koli.

Frellux™ ponuja tri izbirne načine delovanja



#### 1. Elektrofrekvenčna akupunkturna stimulacija

19 nastavljivih stopenj intenzivnosti za prilagojeno udobje in globino.




#### 2. Stimulacija z rdečo hipersvetlobno frekvenco


5 namenskih programov za različne načine uporabe in občutljivosti.



#### 3. Elektrofrekvenčna akupunktura + rdeča hipersvetlobna frekvenca (sinergijski način)

Kombinirana uporaba za celovitejši in okrepljen učinek.





# DVE FREKVENCI. DVA MEHANIZMA DELOVANJA. ENA NAPRAVA.

GET WELL • STAY WELL


Ena inteligentna rešitev za udobje, prekrvavitev in okrevanje.



## **Rdeča hipersvetlobna frekvenca**

Usmerja osredotočeno hipersvetlobno energijo v tkivo ter tako pomaga podpirati mikrocirkulacijo in celično aktivnost. S spodbujanjem pretoka kisika in hranil podpira uravnotežen, zdrav biološki odziv na obremenjenih ali preutrujenih predelih.

**Neinvazivno.**  
**Enostavno.**  
**Učinkovito.**



## **Elektrofrekvenčna akupunktura**

Deluje globlje v nevmuskularni strukturi in podpira naravno bioelektrično signaliziranje telesa. Pomaga sprostiti napete mišične niti, spodbuja nevmuskularno udobje ter prispeva k hitrejšemu, bolj naravnemu okrevanju utrujenih predelov.

GET WELL · STAY WELL

## ELEKTROFREKVENČNA AKUPUNKTURNA STIMULACIJA

Aktivirajte lasten električni jezik telesa — nežno,  
natančno, učinkovito.

Frellux™ izvaja napredno elektrofrecvenčno akupunkturno stimulacijo prek **mrežice 36 pozlačenih mikroigel**. Široka, precizno zasnovana zgradba enakomerno razporedi stimulacijo po obravnavanem predelu in podpira **naravno bioelektrično komunikacijo telesa**, lokalno prekrvavitev, sprostitvev, udobje in vsakodnevno okrevanje.

Z **19 nastavljivimi stopnjami intenzivnosti** lahko vsako sejo prilagodite od izjemno nežne do intenzivnejše podpore – kar vam zagotavlja prilagojeno izkušnjo, ki je natančna, udobna in jo zlahka vključite v vsakdan.



36 pozlačenih  
mikroigel v mreži



19 nastavljivih  
stopenj intenzivnosti



Enostavna, široka  
pokritost



Nežna podpora za udobje,  
prekrvavitev in okrevanje

**Občutite razliko. Vključite Frellux™ v svoj vsakodnevni ritual za  
boljše udobje, boljše delovanje in boljšo kakovost življenja.**

Mrežica 36 pozlačenih mikroigel

Aktivna elektrofrecvenčna  
akupunktura



# PREDNOSTI ELEKTROFREKVENČNE AKUPUNKTURNE STIMULACIJE

Akupunktura stimulacija podpira lokalno prekrvavitev in tako pomaga izboljšati dovajanje kisika in hranil v tkiva. Telesu pomaga hitreje sprostiti napetost in obnoviti normalno delovanje na preobremenjenih predelih.

S krepitevijo naravne komunikacije med celicami akupunktura terapija spodbuja udobje, podpira bolj udobno gibanje in vam pomaga, da se počutite kar najbolje – vsak dan.

**Kajti ko telo bolje komunicira, se  
tudi bolje počuti.**

- ⊕ **Manj mišične napetosti in togosti**
- ⊕ **Manjša okorelost, zlasti po sedenju ali nedejavnosti**
- ⊕ **Olajšanje vsakodnevnih bolečin in nelagodja**
- ⊕ **Lažje, udobnejše gibanje**
- ⊕ **Manj utrujenosti ali občutka težkega telesa**
- ⊕ **Hitrejše okrevanje po telesnem naporu**



GET WELL · STAY WELL

# ZC60-X<sup>®</sup>

kvantnomehanski pretvornik svetlobe

Od običajne svetlobe do strukturirane podpore.

**Vsaka svetloba, ki prehaja skozi optiko ZC60-X<sup>®</sup>, se pretvori v edinstveno strukturiran, hiperharmoniziran svetlobni kompleks - imenovan hipersvetloba.**

Znotraj optičnega sistema ZC60-X<sup>®</sup> pomaga preurediti vstopno svetlobo v bolj urejeno, simetrično obliko. Ta prečiščena svetlobna struktura uteleša idejo natančnosti, resonance in ravnovesja.

Navdihnjena z načelom resonance v biomimikriji je strukturirana hipersvetloba zasnovana za nežno in učinkovito delovanje na ravni površinskih tkiv in biomolekularnih procesov - ter tako pomaga podpirati udobje, ponovno uravnoteženje in okrevanje tkiva.



Strukturiran  
svetlobni izhod




Po simetriji  
navdihnjena zasnova



Biomimikrijska  
resonanca



Red v svetlobi.  
Harmonija v podpori.





**Frellux™**

GET WELL · STAY WELL

## RDEČA HIPERSVETLOBNA FREKVENČNA STIMULACIJA

Ciljno usmerjena hipersvetlobna podpora pri okrevanju, regeneraciji in udobju.

Frellux™ uporablja **640-660 nm** valovno dolžino rdeče hipersvetlobe, zasnovano za interakcijo s kožo in površinskimi tkivi prek **photobiomodulacije**. Ta svetloba podpira naravno celično aktivnost in zdravo mikrocirkulacijo ter pomaga izboljšati dovajanje kisika in hranil na površinski ravni.

Tako pomaga pomiriti občutljive ali reaktivne predele, podpira udobje tkiva in spodbuja okrevanje po stresu ali obremenitvi. Prispeva tudi k bolj enakomernemu tonu kože, gladkejši teksturi ter bolj uravnoteženemu in zdravemu videzu.

Način LF ponuja pet različnih programov - od enakomerne neprekinjene hipersvetlobe, ki podpira prekrvavitev in udobje globljih tkiv, do visokofrekvenčne pulzirajoče hipersvetlobe do 8.000 Hz, zasnovane za nežno stimulacijo občutljivih ali nežnih predelov brez znatne toplotne obremenitve.



Podpira  
mikrocirkulacijo



Spodbuja  
okrevanje in udobje



Pomaga obnoviti  
vitalnost kože



Izboljšuje  
oksidogenacijo



# 5 POSAMIČNO IZBIRNI PROGRAMI HIPERSVETLOBE

Izberite program, ki najbolje ustreza trenutku – od enakomerne podpore do ultra fine pulzirajoče hipersvetlobe.

PROGRAM	FREKVENCA	GLAVNE ZNAČILNOSTI	TIPIČNA PODPORA
1.	Neprekinjeno	Močna, enakomerna osvetlitev	Prekrvavitev in lajšanje togosti
2.	10 Hz	Počasni ritmični impulzi	Sprostitev mišic in udobje
3.	600 Hz	Revitalizirajoči impulzi	Prekrvavitev in aktivnost kolagena
4.	3000 Hz	Negrelni impulzi	Občutljivo ali reaktivno tkivo
5.	8000 Hz	Ultra fini impulzi	Površinsko udobje in občutljiva koža

**Pet načinov. En inteligen ten  
vir svetlobne podpore.**

# PREDNOSTI

## RDEČE HIPERSVETLOBE

- ⊕ Mehča togost v mišicah
- ⊕ Lajša lokalno mišično-skeletno nelagodje in podpira boljšo gibljivost
- ⊕ Pomirja predele, nagnjene k draženju, ali zelo občutljive predele
- ⊕ Umirja in blaži reaktivne predele
- ⊕ Podpira naravne procese obnove tkiva
- ⊕ Izboljšuje ton kože in naravni sijaj
- ⊕ Podpira čvrstost in elastičnost kože
- ⊕ Pomaga obnoviti kožo po okoljskem ali fizičnem stresu

Frellux™ je idealna ročna rešitev za na pot, namenjena tako telesnemu udobju kot kozmetični obnovi.



# VARNA

## IN ODGOVORNA UPORABA



Zasnovan za samozavest, udobje in ozaveščeno vsakodnevno uporabo.

- ⌚ Za optimalne rezultate priporočamo uporabo prednastavljenega časa obravnave 10 minut, po katerem se naprava samodejno izklopi. Krajše seje lahko izvedete tako, da napravo kadar koli izklopite.
- ⌚ Med uporabo izvajajte počasne, krožne gibe, da preprečite lokalno pregrevanje med daljšimi sejami in zagotovite enakomerno porazdelitev energije pri obravnavi večjih predelov.
- ⚠ **Elektrofrekvenčne (EF) akupunkture ne uporabljajte:**
  - Na odprtih ranah, vneti, razdraženi ali poškodovani koži.
  - Če imate srčni spodbujevalnik ali kakršno koli vsajeno električno ali elektronsko medicinsko napravo.
  - Med nosečnostjo, razen po nasvetu zdravstvenega strokovnjaka.
  - Neposredno na glavi, na sprednjem delu vratu (predel ščitnice) ali vzdolž hrbtenice.
  - Če imate aktivno krvavitev, nagnjenost h krvavitvam ali motnje strjevanja krvi.
- ⚠ **Rdeče hipersvetlobne frekvence (LF) ne uporabljajte, če imate:**
  - Znano fotosenzitivnost ali stanja, občutljiva na svetlobo.
  - Epilepsijo ali napade v anamnezi.


Če imate zdravstveno težavo, ste na zdravljenju ali niste prepričani, ali je naprava primerna za vas, se pred uporabo posvetujte z usposobljenim zdravstvenim strokovnjakom.

Za popolna navodila o varni uporabi vedno upoštevajte navodila za uporabo, priložena napravi.



GET WELL · STAY WELL

**Frellux™**

- 
1. Stopnje intenzivnosti elektrofrekvence: 1-19
  2. Program rdeče hipersvetlobe 1-5
  3. Stanje baterije

# TEHNIČNE INFORMACIJE

Frellux™	AP-001
IZDELANO V	POLJSKA
TEŽA	250 G
ČAS POLNJENJA	3 URE
NASTAVITEV INTENZIVNOSTI IMPULZOV	DA – OD 1 DO 19
UPORABA	NAJVEČ 20 ZAPOREDNIH MINUT
SKUPNI ČAS DELOVANJA PO NAPOLNJENI BATERIJI	8 CIKLOV × 10 MIN. S 3-MINUTNIM PREMOROM
IZHODNA NAPETOST	5,0 V DC
POLNILNIK	USB-C 5,0 V DC

zepter®

Frellux™



HOME ART & SALES SERVICES AG  
Sihleggstrasse 23, CH-8832 Wollerau, Switzerland,  
Telefon: +41 43 888 28 00, E-pošta: info@zepter.com.  
Copyright HOME ART & SALES SERVICES AG - ZEPTER  
INTERNATIONAL 2026 PMD-ME-159-27-EN

KUPITE ZDAJ  
WWW.ZEPTER.SI

